




PRESSALIT®

Product Varunummer	Toalettsits Dania med lock, 50 mm förhöjd R33000	
Färg	VVS:615685000 NRF:6190584 RSK:7972415 EAN:5708590070520 HMI: 1810 NBS:N13:300 DB: 2296029 Vit	
Beskrivning	Toalettsits, Dania, med styrbufferter. Med lock. Förhöjd 50 mm. Med universalbeslag, lång. Toalettsits, Dania, med styrbufferter. Med lock. Förhöjd 50 mm. Med universalbeslag, lång.	
Produktkapacitet	Denna produkt är testad statistiskt med 225 kg. Då den europeiska hjälpmedelsstandarden SS-EN 12182:2012, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, föreskriver test med säkerhetsfaktor 1,5 är produktens nominella maxbelastningen därför 150 kg.	
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.	



PRESSALIT®

Product	Toalettsits Dania med lock, 50 mm förhöjd
Varunummer	R33000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®