




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem toalettarmstöd, höjd/sido reglerbart R3548000
Färg	Vit
Beskrivning	 Toalettarmstöd utan fjäderbelastning, 850 mm, höjd justerbar 250 mm. För montering på vågrät väggskena. Utgår 31/12-2015 Toalettarmstöd utan fjäderbelastning, 850 mm, höjd justerbar 250 mm. För montering på vågrät väggskena. Utgår 31/12-2015
Justerbar	Höjd- och sidoreglerbar
Produktkapacitet	Maximal vertikal Belastning: 135 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com