




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem uppfällbar sits, manuellt höjdreglerbar R5145000
Färg	Vit
Beskrivning	 Utgår 31/12-2015. Uppfällbar sits 320 mm, höjd justerbar 250 mm. Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015 och ersätts av R5520. Uppfällbar sits 320 mm, höjd justerbar 250 mm. Exkl. monteringskit.
Justerbar	Höjdreglerbar
Produktkapacitet	Maximal vertikal Belastning: 135 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com