




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem ryggstöd, höjd- och sido reglerbart R6533000
Färg	Vit
Beskrivning	 Utgår 31/12-2015.Ryggstöd till duschstol till toalett utan cistern. 150 mm höjd justerbar. Till montering on vågrät väggskena. Rekommenderas då avståndet vägg-fron på toalettskål är 700 mm. Ryggstöd till duschstol till toalett utan cistern. 150 mm höjd justerbar. Till montering on vågrät väggskena. Rekommenderas då avståndet vägg-fron på toalettskål är 700 mm.
Justerbar	Höjd- och sidoreglerbar
Produktkapacitet	Maximal vertikal Belastning: 100 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com