




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem duschstol 410, manuellt höjd- och sido reglerbar R7565000
Färg Beskrivning	Vit  Duschstol 410, inkl ryggstöd, "mjuk sits" höjjusterbar (sits) 330 mm. För montering på vågrät väggskena. Utgår 31/12-2015 Duschstol 410, inkl ryggstöd, "mjuk sits" höjjusterbar (sits) 330 mm. För montering på vågrät väggskena. Utgår 31/12-2015
Justerbar Produktkapacitet	Höjd- och sidoreglerbar Maximal vertikal belastning: 150 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com