




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem toalettarmstöd, höjdreglerbart RF146000
Färg	Vit
Beskrivning	 Toalettarmstöd med fjäderbelastning, 600 mm, höjd justerbar 250 mm. Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015 Toalettarmstöd med fjäderbelastning, 600 mm, höjd justerbar 250 mm. Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015
Justerbar	Höjdreglerbar
Produktkapacitet	Maximal vertikal belastning: 135 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com