



PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem toalettarmstöd, höjdreglerbart RF306000
Färg Beskrivning	Vit Toalettarmstöd med fjäderbelastning, 600 mm, höjd justerbar utan lodrät väggskena. Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015 Toalettarmstöd med fjäderbelastning, 600 mm, höjd justerbar utan lodrät väggskena. Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015
Justerbar Produktkapacitet	Höjdreglerbar Maximal vertikal belastning: 135 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com