




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS ryggstöd, fast höjd R6510000
Färg	VVS: 777538200 NRF: 6190615 EAN: 5708590314303 HMI: 71810 NBS: N13:426 FDA: INN/D135865 Vit
Beskrivning	 PLUS ryggstöd, 385 mm, till toalett utan cistern, fast höjd. Material: Aluminium, mjukt perskum med tråkärna. Inkl. monteringsskruvar för massiv betong. PLUS ryggstöd, 385 mm, till toalett utan cistern, fast höjd. Material: Aluminium, mjukt perskum med tråkärna. Inkl. monteringsskruvar för massiv betong.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Maximal belastning: 100 kg.
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	PLUS ryggstöd, fast höjd
Varunummer	R6510000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®