



PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem toalettarmstöd, höjdreglerbart R9308000
Färg Beskrivning	Vit Toalettarmstöd utan fjäderbelastning, 850 mm, höjd justerbar. Utan lodrät väggskena. Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015 Toalettarmstöd utan fjäderbelastning, 850 mm, höjd justerbar. Utan lodrät väggskena. Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015
Justerbar Produktkapacitet	Höjdreglerbar Maximal vertikal Belastning: 135 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com