




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS ryggstöd, fast höjd R6510026
Färg	Orange
Beskrivning	 PLUS ryggstöd, 385 mm, till toalett utan cistern, fast höjd. Material: Aluminium, mjukt porslän med träkärna. Inkl. monteringsskruvar för massiv betong. PLUS ryggstöd, 385 mm, till toalett utan cistern, fast höjd. Material: Aluminium, mjukt porslän med träkärna. Inkl. monteringsskruvar för massiv betong.
Justerbar	Fast höjd
Produktkapacitet	Maximal belastning: 100 kg.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	PLUS ryggstöd, fast höjd
Varunummer	R6510026
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:Erisan OXY+ Tvättspit 70% CaviCide surface disinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Viktigt: PUR-ytor på PLUS duschsitsar och PLUS ryggstöd innehåller en antibakteriell beläggning som kan skadas om den används av annat än såpa och vatten för rengöring. Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com

PRESSALIT®